

MiniMed™ Quick-set™

Medtronic

Made in Mexico • Fabriqué au Mexique • Fabricado en México • Fabricado no México • 墨西哥制造 • メキシコ製



Medtronic MiniMed

18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
1 800 646 4633
+1 818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

Unomedical
A Convatec Company

Unomedical a/s
Aaholmvej 1-3, Østted
4320 Lejre
Denmark
www.infusion-set.com




(01)00763000400361



2020-06

M981717A6AA2_A



EN A. MiniMed tubing connector B. Tubing C. Needle protector feature D. Paper backing E. Site connector F. Adhesive tape G. Needle guard H. Disconnect cover (please save for later use)

FR A. Connecteur de la tubulure MiniMed B. Tubulure C. Dispositif de protection de l'aiguille D. Papier de protection E. Connecteur du site F. Adhésif G. Garde d'aiguille H. Capuchon de déconnexion (à conserver pour une utilisation ultérieure)

ES A. Conector del tubo MiniMed B. Tubo C. Dispositivo protector de la aguja D. Papel protector E. Conector de zona F. Cinta adhesiva G. Protector de la aguja H. Cubierta de desconexión (guardela para usarla más adelante)

PT A. Ligação do cateter MiniMed B. Cateter C. Acessório do protetor da aguja D. Papel de proteção E. Conector local F. Fita adesiva G. Proteção da aguja H. Tampa de desconexão (guardar para utilizar mais tarde)

ZH A. MiniMed管路连接器 B. 管路 C. 针头保护部件 D. 纸衬 E. 植入部位连接器 F. 胶布 G. 针套 H. 断路护盖 (请保存起来备用)


JA A:ミニメドチューブコネクタ B:チューブ C:導入針ハブ D:粘着テープの紙 E:サイトコネクタ F:粘着テープ G:針カバー H:保護キャップ(後で使用するため保存しておきます)

MiniMed™ Quick-set™

Infusion set • Cathéter • Equipo de infusión • Conjunto de infusão • 输注管路 • 注入セット



Medtronic



EN Refer to the pump and reservoir user guides for installation and filling instructions.

FR Référez-vous aux manuels d'utilisation de la pompe et du réservoir pour les instructions d'installation et de remplissage.

ES Consulte las guías del usuario de la bomba y del reservorio para ver instrucciones sobre la instalación y el llenado.

PT Consulte os guias do utilizador da bomba de insulina e do reservatório para obter instruções de instalação e enchimento.

ZH 对于安装和充填说明，请参见泵和储药器的用户指南。

JA ポンプとリザーバーの取付けおよび充填に関しては、対応するユーザガイドを参照してください。

EN Fill the empty space in the soft cannula with the following volume of U-100 Insulin:

	6mm	9mm
FR	0.3u	0.5u
ES	0.3u	0.5u
PT	0.3e	0.5e
ZH	0.003ml	0.005ml
JA	0.003ml	0.005ml

LOT

EN Batch code
FR Numéro de lot
ES Número de lote
PT Código do lote
ZH 批次代码
JA ロット番号

REF

EN Catalogue number
FR Numéro de référence
ES Número de catálogo
PT Número de catálogo
ZH 目录编号
JA カタログ番号



EN Replace after X days
FR À remplacer tous les X jours
ES Sustituir después de X días
PT Substituir após X dias
ZH X天以后更换
JA X日後に交換



EN Consult instructions for use
FR Consulter le mode d'emploi
ES Consultar las instrucciones de uso
PT Ver instruções de utilização
ZH 查阅使用说明
JA 取扱説明書参照



EN Global Trade Item Number
FR Code article international
ES Número mundial de artículo comercial
PT Número global de item comercial
ZH 全球贸易产品编号
JA 国際商品識別コード



EN Date of manufacture (YYYY-MM-DD)
FR Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)
ES Fecha de fabricación (YYYY-MM-DD)
PT Data de fabrico (AAAA-MM-DD)
ZH 生产日期 (YYYY-MM-DD)
JA 使用期限(年-月-日)



EN Keep dry
FR Maintenir au sec
ES Mantener seco
PT Manter em local seco
ZH 保持干燥
JA 水濡れ厳禁



EN Medical device
FR Dispositif médical
ES Dispositivo médico
PT Dispositivo médico
ZH 医疗器械
JA 医療機器



EN Single sterile barrier system
FR Système de barrière stérile simple
ES Sistema de barrera estéril única
PT Sistema de barreira estéril única
ZH 单道无菌屏障系统
JA 一重滅菌パリアシステム



EN Open here
FR Ouvrir ici
ES Abrir aquí
PT Abrir aqui
ZH 由此处打开
JA 開封口



EN Keep away from sunlight
FR Conserver à l'abri de la lumière du soleil
ES Mantener alejado de la luz del sol
PT Manter afastado da luz do sol
ZH 怕晒
JA 直射日光厳禁



EN Manufacturer
FR Fabricant
ES Fabricante
PT Fabricante
ZH 制造商
JA 製造元



EN Do not re-use
FR Ne pas réutiliser
ES No reutilizar
PT Não reutilizável
ZH 一次性使用
JA 再使用禁止



EN Requires prescription in the USA
FR Nécessite une prescription aux États-Unis
ES Requiere prescripción médica en EE. UU.
PT Nos EUA, requer receita médica
ZH 在美国需要处方
JA 米国では要处方

EN Do not use if package is damaged
FR Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
ES No utilizar si el envase está dañado
PT Não utilizar se a embalagem estiver danificada
ZH 如包装破损切勿使用
JA パッケージに損傷がある場合は使用不可



EN Distributed by
FR Distribué par
ES Distribuido por
PT Distribuído por
ZH 分销商
JA 販売元



EN Conformité Européenne (European Conformity). This symbol means that the device fully complies with applicable European Union Acts.
FR Conformité Européenne. Ce symbole signifie que l'appareil est entièrement conforme aux lois en vigueur de l'Union européenne.
ES Conformidad Europea (Conformidade Europeia). Este símbolo indica que el dispositivo cumple totalmente las leyes vigentes de la Unión Europea.
PT Conformidade Europeia (Conformidade Europeia). Este símbolo significa que o dispositivo está em total conformidade com as leis da União Europeia aplicáveis.
ZH Conformité Européenne (欧洲合规)。CE标志，该符号表示器械完全符合适用的欧盟法案。
JA Conformité Européenne (欧洲規格適合)。この記号は、本製品が欧州連合に完全に適合することを表します。

EN €0459

Australia:
Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Tel: 1800 668 670

Brazil:
Medtronic Commercial Ltda.
Tel: +(11) 2182-9200
Medtronic Directo 24/7: +0800 773 9200

Canada:
Medtronic Canada Ltd.
Tel: 1-800-284-4416 (toll free/sans frais)

China:
Medtronic (Shanghai) Management Co., Ltd.
24 Hour Help (Cell): +86 400 820-1981
24 Hour Help (Land): +86 800 820-1981

Hong Kong:
Medtronic International Ltd.
Tel: +852 2919-1300
To order supplies: +852 2919-1322
24-hour helpline: +852 2919-6441

Japan:
Medtronic Japan Co. Ltd.
Tel: +81-3-6776-0019
24-Hour Support Line: 0120-56-32-56

Latin America:
Medtronic, Inc.
Tel: 1(305) 500-9328



New Zealand:
Medica Pacifica
Phone 64 9 414 0318
Free Phone: 0800 106 100

Puerto Rico:
Medtronic Puerto Rico
Tel: 787-753-5270

Singapore:
Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Taiwan:
Medtronic (Taiwan) Ltd.
Tel: 02-21836000
Toll Free: +866-800-005285

Thailand:
Medtronic Thailand Ltd.
Tel: +662 232 7400



EN Disconnecting 1. Press the sides of the site connector. 2. Turn the site connector counterclockwise until the two arrows are aligned. 3. Lift up the site connector to remove it from the coupling site. 4. Connect the disconnect cover to the coupling site.



FR Déconnexion 1. Pressez les côtés du connecteur du site. 2. Tournez le connecteur du site dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en pressant les côtés jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées. 3. Soulevez le connecteur du site pour le retirer du site de couplage. 4. Connectez le capuchon de déconnexion au site de couplage.

ES Desconexión 1. Presione ambos lados del conector de zona. 2. Gire el conector de zona hacia la izquierda mientras continúa presionando ambos lados hasta que las dos flechas coincidan. 3. Levante el conector de zona para retirarlo de la zona de acoplamiento. 4. Conecte la cubierta de desconexión a la zona de acoplamiento.

PT Desligar 1. Pressione os lados do conector local. 2. Rode o conector local no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio enquanto pressiona os lados até as duas setas ficarem alinhadas. 3. Levante o conector local para o retirar do local de ligação. 4. Ligue a tampa de desconexão ao local de ligação.

ZH 断开连接 1. 按住植入部位连接器的两侧。2. 一面按住植入部位连接器的两侧，一面逆时针转动该连接器，直到两个箭头对齐为止。3. 向上提起植入部位连接器，将其从接合部位取下。4. 将断路护盖连接到接合部位。

JA 取外し方: 1. サイトコネクタの側面を押さえます。2. サイトコネクタを時計方向に回します。3. サイトコネクタを持ち上げて、カニューレベースから取り外します。4. 保護キャップをカニューレベースに接続します。



EN Reconnecting 1. Remove the disconnect cover from the coupling site, by pressing the grips, to reconnect the site connector. 2. Gently connect the site connector to the coupling site. 3. Turn the site connector clockwise until the arrow is aligned with the line on the adhesive tape.

FR Reconexion 1. Retirez le capuchon de déconnexion du site de couplage en pressant les encoches pour reconnecter le connecteur du site. 2. Connectez délicatement le connecteur du site au site de couplage. 3. Tournez le connecteur du site dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche soit alignée avec la ligne sur l'adhésif.

ES Reconexión 1. Retire la cubierta de desconexión de la zona de acoplamiento, presionando ambas sujeteciones, para volver a conectar el conector de zona. 2. Conecte cuidadosamente el conector de zona a la zona de acoplamiento. 3. Gire el conector de zona hacia la derecha hasta que la flecha coincida con la línea de la cinta adhesiva.

PT Voltar a ligar 1. Retire a tampa de desconexão do local de ligação, pressionando as pegas, para voltar a ligar o conector local. 2. Ligue o conector local no sentido contrário dos ponteiros do relógio enquanto pressiona as linhas na fita adesiva.

ZH 重新连接 1. 通过按防滑纹从接合部位取下断路护盖，以便重新连接植入部位连接器。2. 将植入口部位连接器轻轻连接到接合部位，直到其箭头与胶布上的线对齐为止。

JA 再接続方法: 1. グリップを押さえながら保護キャップをカニューレベースから取り外し、サイトコネクタに再度接続します。2. サイトコネクタをカニューレベースにそっと接続します。3. サイトコネクタを時計方向に回し、矢印を粘着テープのラインに合わせます。

English

Indications for use

The MiniMed™ Quick-set™ is indicated for subcutaneous infusion of insulin from an infusion pump. The infusion set is indicated for single use.

Intended use

The infusion set is indicated for subcutaneous infusion of insulin in the treatment of diabetes mellitus. The infusion set has been tested to be compatible with insulin approved for subcutaneous infusion.

Contraindications

The infusion set is indicated for subcutaneous use only. Do not use the infusion set for intravenous (IV) infusion. Do not use the infusion set for infusion of blood or blood products.

Warnings

Read all instructions carefully before using the infusion set. Failure to follow instructions may result in pain or injury.

Do not use the infusion set if the package is opened or damaged. An opened or damaged package may be contaminated. This can cause an infection. (For Medtronic pump users, do not use the infusion set if the tubing connector needle has been damaged.)

If using the infusion set for the first time, do so in the presence of a healthcare professional.

Inaccurate medication delivery, site irritation or infection may result from improper insertion or maintenance of the infusion site.

Do not reinsert the introducer needle into the infusion set. Reinsertion may cause tearing or damage of the soft cannula, which may result in unpredictable medication flow.

Reuse of the infusion set may cause site irritation or infection and may lead to inaccurate medication delivery.

Remove the needle guard before inserting the infusion set.

Before insertion, clean the insertion site with a disinfectant.

If insulin or any liquid gets inside the tubing connector, it can temporarily block the vents that allow the pump to properly fill the infusion set. **This may result in the delivery of too little or too much insulin, which can cause hyperglycemia or hypoglycemia.** If this occurs, start over with a new reservoir and infusion set.

Precautions

Never prime or try to fill or free a clogged tubing while the infusion set is inserted. This may result in unpredictable medication flow.

Do not leave air in the infusion set. Make sure to fill the tubing completely. Consult pump manufacturer's instructions for use.

MiniMed™ Quick-set™ is a single-use item, which must be disposed of after usage. Do not clean or re-sterilize.

Check the infusion set frequently to ensure that the soft cannula remains firmly in place. Replace with a new infusion set at a new site, if the infusion set is not in place. Since the cannula is soft, it will not cause any pain if it slips out, and this may happen without notice. The soft cannula must always be completely inserted to receive the full amount of medication.

Do not put disinfectants, perfumes, or deodorants on the infusion set as these may impact the integrity of the infusion set.

Replace the infusion set every two to three days, or per healthcare professional's instructions.

If the infusion site becomes irritated or infected, replace the infusion set, and use a new site until the first site has healed. Replace the infusion set if the tape becomes loose, or if the soft cannula becomes fully or partially dislodged from the skin.

Use aseptic techniques when temporarily disconnecting the infusion set. Consult a healthcare professional on how to compensate for missed medication when disconnected.

Check blood glucose level one to three hours after insertion of the MiniMed™ Quick-set™ infusion set. Measure blood glucose on a regular basis. Discuss this with a healthcare professional.

Español

Indicaciones de uso

El equipo de infusión MiniMed™ Quick-set™ está indicado para la infusión subcutánea de insulina mediante una bomba de infusión. El equipo de infusión está indicado para un único uso.

Uso previsto

El equipo de infusión está indicado para la infusión subcutánea de insulina en el tratamiento de la diabetes mellitus. Se ha comprobado que el equipo de infusión es compatible con la insulina aprobada para infusión subcutánea.

Contraindicaciones

El equipo de infusión está indicado únicamente para uso por vía subcutánea. No utilice el equipo de infusión para infusión intravenosa. No utilice el equipo de infusión para la infusión de sangre o hemoderivados.

Advertencias

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el equipo de infusión. Si no se siguen las instrucciones puede producirse dolor o lesiones.

No utilice el equipo de infusión si el envase está abierto o dañado. Un envase abierto o dañado podría estar contaminado. Esto puede causar una infección. (Para los usuarios de bombas de Medtronic: No utilice el equipo de infusión si la aguja del conector del tubo está dañada).

Si es la primera vez que utiliza un equipo de infusión, hágalo en presencia de su equipo médico.

La inserción incorrecta o el mantenimiento inadecuado de la zona de infusión pueden hacer que la infusión de la medicación no sea exacta o cause infección o irritación en dicha zona.

No reinsera la aguja introductora en el equipo de infusión. La reinserción puede causar la rotura de la cánula flexible o dañarla, lo que puede conllevar un flujo de medicación impredecible.

La reutilización del equipo de infusión puede causar una infección o irritación en la zona de infusión y conllevar una administración inexacta de la medicación.

Quite el protector de la aguja antes de insertar el equipo de infusión.

Antes de la inserción, límpie la zona de inserción con un desinfectante. La entrada de insulina, o de cualquier otro líquido, en la estructura interna del conector del tubo puede bloquear temporalmente los conductos de ventilación que permiten que la bomba llene correctamente el equipo de infusión. **Este puede provocar la infusión de una cantidad de insulina insuficiente o excesiva, causando una posible hipoglucemia o hiperglucemia.** Si esto sucede, empiece de cero con un reservorio y un equipo de infusión nuevo.

Medidas preventivas

Mientras el equipo de infusión esté insertado, nunca cebe o intente llenar el equipo de infusión, ni intente desatascar un tubo obstruido. Esto puede ocasionar un flujo de medicación imprevisible.

No deje aire en el equipo de infusión. Asegúrese de llenar el tubo completamente. Consulte las instrucciones de uso del fabricante de la bomba.

MiniMed™ Quick-set™ es un producto de un solo uso, que debe desecharse después de usarlo. No lo limpie ni reestérilez.

Compruebe el equipo de infusión con frecuencia para asegurarse de que la cánula flexible permanece insertada firmemente en su lugar. Si el equipo de infusión no está correctamente en su lugar, sustitúyalo con un equipo de infusión nuevo en una nueva zona. Como la cánula es flexible, no produce dolor al salirse, por lo que esto puede ocurrir sin que lo note. La cánula flexible debe estar siempre insertada totalmente para que se pueda recibir la cantidad completa de medicación.

No ponga desinfectantes, perfumes ni desodorizantes en el equipo de infusión, ya que podría afectar a la integridad del equipo.

Sustituya el equipo de infusión cada dos o tres días o según las instrucciones proporcionadas por su equipo médico.

Si la zona de infusión se irrita o infecta, sustituya el equipo de infusión y use una nueva zona hasta que la primera zona se haya curado. Sustituya

Do not change the infusion set just before bedtime unless blood glucose can be checked one to three hours after insertion.

If blood glucose level becomes inexplicably high, or an occlusion alarm occurs, check for clogs and/or leaks. If in doubt, change the infusion set, because the soft cannula may be dislodged or partially clogged. Discuss a plan with a healthcare professional to bring down blood glucose level. Test blood glucose level to make sure the problem is corrected.

Carefully monitor blood glucose level when disconnected and after reconnecting.

If, during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to the national authority.

Storage and disposal

Store infusion sets in a cool, dry location at room temperature. Do not store infusion sets in direct sunlight, or in high humidity.

Store and handle insulin according to the manufacturer's instructions.

Dispose of the introducer needle in a proper sharps container according to local laws, to avoid the risk of needle stick.

Dispose of a used infusion set according to local regulations for biohazardous waste.

Warranty

For product warranty information, contact a local Medtronic support representative, or visit <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.

This infusion set is compatible with the MiniMed™ Quick-setter™ insertion device. Refer to the insertion device user guide for insertion information.

© 2020 Medtronic. Medtronic, Medtronic with rising man logo, and Medtronic logo are trademarks of Medtronic. Third-party trademarks (TM) belong to their respective owners. The following list includes trademarks or registered trademarks of a Medtronic entity in the United States and/or in other countries.

Quick-set™

Quick-setter™

Français

Indications d'utilisation

Le MiniMed™ Quick-set™ est indiqué pour la perfusion sous-cutanée d'insuline avec une pompe à perfusion. Le cathéter est à usage unique.

Utilisation prévue

Le cathéter est indiqué pour la perfusion sous-cutanée d'insuline dans le cadre du traitement de la diabète. Le cathéter a subi des tests démontrant sa compatibilité avec l'insuline approuvée pour une perfusion sous-cutanée.

Contra-indications

Le cathéter est indiqué pour une utilisation sous-cutanée uniquement.

N'utilisez pas le cathéter pour une perfusion intraveineuse (IV). N'utilisez pas le cathéter pour la perfusion de sang ou de produits sanguins.

Avertissements

Lisez soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser le cathéter. Le non-respect des instructions peut provoquer une douleur ou une lésion. N'utilisez pas le cathéter si l'emballage est ouvert ou endommagé. Un emballage ouvert ou endommagé peut être contaminé. Ceci peut être une source d'infection. (Pour les utilisateurs d'une pompe de Medtronic, n'utilisez pas le cathéter si l'aiguille du connecteur de la tubulure a été endommagée.)

Si le cathéter est utilisé pour la première fois, procédez en présence d'un professionnel de santé.

Une administration de médicament inappropriée, une irritation du site ou une infection peut être provoquée par une insertion incorrecte ou une maintenance inadéquate du site de perfusion.

Ne réinsérez pas l'aiguille guidée dans le cathéter. La réinsertion risque de déchirer ou d'endommager la canule souple, ce qui peut provoquer un débit de médicament imprévisible.

La réutilisation du cathéter peut provoquer une irritation du site ou une infection et peut entraîner une administration de médicament inappropriée.

Retirez la protection de l'aiguille avant d'insérer le cathéter.

Avant l'insertion, nettoyez le site d'insertion à l'aide d'un désinfectant. Si de l'insuline ou tout autre liquide pénètre dans le connecteur de la tubulure, il peut temporairement bloquer les événements qui permettent de la pompe de remplir le cathéter correctement. **Tal peut resultar une administration insuficiente ou excesiva d'insuline, ce qui peut entraîner une hyperglycémie ou une hypoglycémie.** Dans ce cas, recommencez avec un nouveau réservoir et un nouveau cathéter.

Précautions

N'amorcez jamais ou n'essayez jamais de remplir ou de libérer une tubulure obstruée tant que le cathéter est inséré. Ceci peut entraîner un débit de médicament imprévisible.

Ne laissez pas d'air dans le cathéter. Veillez à remplir complètement la tubulure. Consultez le mode d'emploi du fabricant de la pompe.

MiniMed™ Quick-set™ est un article à usage unique qui doit être éliminé après utilisation. Ne nettoyez pas et ne les réutilisez pas.

Vérifiez fréquemment le cathéter pour vous assurer que la canule souple reste parfaitement en place. Remplacez par un cathéter neuf sur un nouveau site si le cathéter n'est pas à glisser. La canule étant souple, elle n'entraine pas de douleur si elle n'est pas à glisser. La canule peut se produire sans que vous le remarquiez. La canule souple doit toujours être entièrement insérée pour permettre la diffusion de la totalité du médicament.

Ne mettez pas de désinfectants, de parfums ou de déodorants sur le cathéter, car ceux-ci peuvent affecter l'intégrité du cathéter.

Remplacez le cathéter tous les deux à trois jours ou suivant les instructions du professionnel de santé.

En cas d'irritation ou d'infection du site de perfusion, remplacez le cathéter et utilisez un nouveau site jusqu'à ce que le premier site soit guéri.

Remplacez le cathéter si l'adhésif se relâche ou si la canule souple sort entièrement ou partiellement de la peau.

Recourez à des techniques aseptiques pour déconnecter temporairement le cathéter. Consultez un professionnel de santé pour savoir comment

compenser le manque de médicament lorsque vous êtes déconnecté.

Vérifiez la glycémie une à trois heures après l'insertion du cathéter MiniMed™ Quick-set™. Mesurez régulièrement la glycémie. Discutez-en avec un professionnel de santé.

Ne remplacez pas le cathéter juste avant de vous coucher, sauf si la glycémie peut être vérifiée une à trois heures après l'insertion.

En cas d'élevation inexplicable de la glycémie ou d'alarme d'obstruction, vérifiez l'absence d'obstructions et/ou de fuites. En cas de doute, remplacez le cathéter, car la canule souple peut être déplacée ou partiellement obstruée. Discutez d'un plan avec un professionnel de santé pour réduire la glycémie. Testez la glycémie pour vérifier que le problème est corrigé.

Surveillez attentivement la glycémie lorsque vous êtes déconnecté et après la reconexion.

Si, au cours de l'utilisation de cet appareil ou suite à son utilisation, un incident grave s'est produit, veuillez le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Stockage et mise au rebut

Stockez les cathéters dans un endroit frais et sec à température ambiante. Ne stockez pas les cathéters à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de forte humidité.

Stockez et manipulez l'insuline selon les instructions du fabricant.

Éliminez l'aiguille guidée dans un conteneur pour objets pointus approprié, conformément aux lois locales afin d'éviter tout risque de piqûre d'aiguille.

Éliminez un cathéter usagé conformément à la réglementation locale concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux.

Garantie

Pour des informations sur la garantie du produit, contactez un représentant local du service d'assistance de Medtronic ou visitez le site <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.

Ce cathéter est compatible avec l'appareil d'insertion MiniMed™ Quick-setter™. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil d'insertion pour des informations relatives à l'insertion.

© 2020 Medtronic. Medtronic, Medtronic avec le logo de l'homme qui se relève et le logo Medtronic sont des marques commerciales de Medtronic. Les marques commerciales tierces (TM) appartiennent à leurs détenteurs respectifs. La liste suivante comprend des marques commerciales ou des marques déposées d'une entité Medtronic aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Quick-set™

Quick-setter™

Português (Portugal)

Indicações de utilização

O MiniMed™ Quick-set™ é indicado para a infusão subcutânea de insulina através de uma bomba de infusão. O conjunto de infusão é indicado para utilização única.

Utilização prevista

O conjunto de infusão é indicado para a infusão subcutânea de insulina no tratamento da diabetes mellitus. O conjunto de infusão foi testado para confirmar a sua compatibilidade com a insulina aprovada para infusão subcutânea.

Contraindicações

O conjunto de infusão é indicado apenas para utilização subcutânea. Não utilize o conjunto de infusão para infusão intravenosa (IV). Não utilize o conjunto de infusão para infusão de sangue ou produtos hematológicos.

Avisos

<